

# CARACTÉRISTIQUES

|  | Pneus Avants                                 | Pneus Arrières        | Vitesse Maximale <sup>2</sup>         | Dégagement au Sol <sup>4,11,14</sup>                                    | Rayon de Giration Triporteurs <sup>4</sup> | Rayon de Giration Quadriporteurs <sup>4</sup> | Longueur/Largeur Triporteurs <sup>10</sup> | Longueur/Largeur Quadriporteurs <sup>12</sup> | Hauteur Siège/Sol | Poids (3/4 Roues) <sup>13,14</sup> |
|--|--|-----------------------|---------------------------------------|---|--|---|--|---|-------------------|------------------------------------|
| <b>Jazzy® Zero Turn</b>                                | 2"x7" SOLIDES                                | 2.5"x9" SOLIDES       | JUSQU'À 4 MPH                         | 1.4" sous le moteur   | N/D  | 38.25"  | N/D  | 45.75"/20"                                    | 21.5"-23.5"       | 120 LB                             |
| <b>Revo™ 2.0</b>                                       | 3" x 8" SOLIDES (3R)<br>3" x 9" SOLIDES (4R) | 3" x 9" SOLIDES       | JUSQU'À 5 MPH                         | 3R: 3.25"<br>4R: 3.5" au châssis central                                | 40"  | 52"   | 46"/20.75"                                 | 47"/20.75"                                    | 21-23.5"          | 120 LB/132 LB                      |
| <b>Jazzy® Passport</b>                                 | 8" SOLIDES                                   | 12" PNEUMATIQUES      | JUSQU'À 3.6 MPH                       | 3" sous le moteur   | N/D  | 25.25"  | N/D  | 40"/23.6"                                     | 19"               | 53 LB                              |
| <b>Go Chair®</b>                                       | 6" SOLIDES                                   | 9" SOLIDES            | JUSQU'À 3.7 MPH                       | 1.8" sous le moteur<br>1.7" aux anti-basculants<br>2.7" sous la palette | N/D  | 25.5"   | N/D  | 28.5" sans la palette centrale<br>33"/22.5"   | 22"-23"           | 67 LB                              |
| <b>Go-Go® Ultra X</b>                                  | 2" x 8" SOLIDES (3R)<br>2" x 7" SOLIDES (4R) | 2.5" x 8" SOLIDES     | JUSQU'À 4 MPH                         | 1.3" sous le moteur   | 33"  | 44"   | 37"/19.5"                                  | 39.5"/19.5"                                   | 18.25"-20.25"     | 76 LB/80 LB                        |
| <b>Go-Go Elite Traveller®</b>                          | 2" x 8" SOLIDES (3R)<br>2" x 7" SOLIDES (4R) | 2.5" x 8" SOLIDES     | JUSQU'À 4 MPH                         | 1.38" sous le moteur  | 33"  | 44"   | 37"/19.5"                                  | 39.5"/19.5"                                   | 18.25"-20.25"     | 76 LB/80 LB                        |
| <b>Go-Go® Sport</b>                                    | 3" x 8" SOLIDES (3R)<br>3" x 9" SOLIDES (4R) | 3" x 9" SOLIDES       | JUSQU'À 4.7 MPH                       | 1.5" sous le moteur   | 36"  | 50.5"   | 42"/21.25"                                 | 43"/21.25"                                    | 20.5"-22"         | 93 LB/99 LB                        |
| <b>Go-Go® LX with CTS Suspension</b>                   | 2" x 8" SOLIDES (3R)<br>2" x 7" SOLIDES (4R) | 2.5" x 8" SOLIDES     | JUSQU'À 4.4 MPH                       | 1.5" sous le moteur   | 33"  | 44.75"  | 39.75"/20.5"                               | 41"/20.5"                                     | 20.75"-22.25"     | 85LB/87 LB                         |
| <b>Go-Go® Folding Scooter</b>                          | 1.5" x 7" SOLIDES                            | 2" x 8" SOLIDES       | JUSQU'À 4 MPH                         | 2.3"  | 32"  | N/D   | 37"/19"                                    | N/D   | 20.5"             | 51 LB                              |
| <b>Victory® 10</b>                                     | 3.5" x 10" SOLIDES                           | 3.5" x 10" SOLIDES    | JUSQU'À 5.3 MPH                       | 3" au châssis central   | 42"  | 54"   | 45.25"/22.25"                              | 47"/22.25"                                    | 20.5"-22"         | 133 LB/137 LB                      |
| <b>Victory® Twin</b>                                   | DUAL 3" x 9" SOLIDES                         | 3.5" x 10" SOLIDES    | JUSQU'À 5.25 MPH                      | 3" au châssis central   | N/D  | 42"   | N/D  | 46"/26"                                       | 23"-24.5"         | N/D/150 LB                         |
| <b>Victory® 10 LX with CTS Suspension<sup>13</sup></b> | 3.5" x 10" SOLIDES                           | 3.5" x 10" SOLIDES    | JUSQU'À 5.6 MPH                       | 2.4" sous le moteur   | N/D  | 60"   | N/D  | 47"/22.25"                                    | 23.5"-25.5"       | 179 LB                             |
| <b>Maxima</b>  | 3" X 10" SOLIDES                             | 4" x 10" SOLIDES      | JUSQU'À 5.3 MPH                       | 4.25" 3R<br>3.25" 4R  | 50.5"                                      | 54"   | 46"/25.5"                                  | 47"/25.5"                                     | 22.5"-24.5"       | 171 LB/176 LB                      |
| <b>Pursuit®<sup>13</sup></b>                           | 3" X 13" PNEUMATIQUES                        | 13" PNEUMATIQUES      | JUSQU'À 6.25 MPH<br>HD: JUSQU'À 8 MPH | 3.5"  | N/D  | 67.75" GAUCHE<br>66.75" DROITE                | N/D  | 53.25"/25.25"                                 | 24.75"-26.25"     | 225 LB                             |
| <b>Pursuit® XL<sup>13</sup></b>                        | 13" PNEUMATIQUES                             | 13" PNEUMATIQUES      | JUSQU'À 7.5 MPH                       | 5.25" au châssis central  | N/D  | 82.5"   | N/D  | 56"/27.25"                                    | 26.25"-27.75"     | 254 LB                             |
| <b>Raptor<sup>13</sup></b>                             | 3" X 16" PNEUMATIQUES                        | 3" X 16" PNEUMATIQUES | JUSQU'À 14 MPH                        | 3.5" au châssis central   | 60"  | N/D   | 59"/24.75"                                 | N/D   | 28"               | 208 LB                             |

| Type de Siège (Standard)   | Hauteur Plancher/ Siège    | Poids des Batteries <sup>5</sup>                                 | batteries requises <sup>6</sup>              | Autonomie par Charge (max) <sup>13,9</sup>   | Type de Chargeur  | Capacité de Poids Maximale | Pièce la Plus Lourde <sup>4</sup>  | Garantie  |
|--|----------------------------|--|--|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|
| COMPACT, RABATTABLE, PLASTIQUE MOULÉ (17" X 17")   | 16"-18"                    | 13.5 LB CHACUNE  | (2) 22AH                                     | JUSQU'À 10 MILES   | EXTERNE, 3.5A   | 325 LB                     | AVANT ET ARRIÈRE                   | 48 LB (SECTION ARRIÈRE)   |
| RABATTABLE, PLASTIQUE MOULÉ (20" X 18")  | 15"-18"                    | 25 LB CHACUNE  | (2) U1                                       | 3R: JUSQU'À 12 MILES<br>4R: JUSQU'À 13 MILES   | EXTERNE, 3.5A   | 375 LB                     | AVANT ET ARRIÈRE                   | 48 LB (3-ROUES) (SECTION AVANT)<br>57 LB (4-ROUES) (SECTION AVANT)                  |
| GRIS, EN MOUSSE (17.5" X 16.5")  | 14.5" (PAS D'AJUSTEMENT)   | 7 LB   | (1) 18AH (LITHIUM-ION)                       | JUSQU'À 9.6 MILES  | EXTERNE, 2A   | 250 LB                     | LIMITÉ                             | N/D   |
| COMPACT, RABATTABLE (18" X 17")  | N/D                        | 14 LB CHACUNE  | (2) 18AH                                     | JUSQU'À 8.7 MILES (STANDARD)<br>JUSQU'À 10.9 MILES (AVEC AUTONOMIE ACCRUE)                     | EXTERNE, 2A   | 300 LB                     | LIMITÉ                             | 36 LB (SECTION ARRIÈRE)   |
| COMPACT, RABATTABLE (17" X 17")  | 15.75"-17.25"              | 9 LB CHACUNE <sup>5</sup>  | (2) 12AH                                     | 3R: JUSQU'À 6.9 MILES<br>4R: JUSQU'À 7.2 MILES   | EXTERNE, 2A   | 260 LB                     | N/D                                | 29 LB (3-ROUES) (SECTION AVANT)<br>34 LB (4-ROUES) (SECTION AVANT)                  |
| COMPACT, RABATTABLE (17" X 17")  | 15.75"-17.25"              | 14 LB CHACUNE <sup>7</sup>                                       | (2) 18AH                                     | 3R: JUSQU'À 10.9 MILES (18AH) <sup>9</sup><br>4R: JUSQU'À 12 MILES (18AH) <sup>9</sup>         | EXTERNE, 2A   | 300 LB                     | N/D                                | 29 LB (3-ROUES) (SECTION AVANT)<br>34 LB (4-ROUES) (SECTION AVANT)                  |
| COMPACT, RABATTABLE (17" X 17")  | 17"-18"                    | 14 LB CHACUNE <sup>7</sup>                                       | (2) 18AH (INCLUDES)                          | 3R: JUSQU'À 15.9 MILES<br>4R: JUSQU'À 14 MILES   | EXTERNE, 3.5A   | 325 LB                     | N/D                                | 35 LB (3-ROUES) (SECTION AVANT)<br>44 LB (4-ROUES) (SECTION AVANT)                  |
| COMPACT, RABATTABLE (17" X 17")  | 16.25"-17.25"              | 14 LB CHACUNE <sup>7</sup>                                       | (2) 18AH (INCLUDES)                          | 3R: JUSQU'À 11.7 MILES<br>4R: JUSQU'À 12.6 MILES   | EXTERNE, 2A   | 300 LB                     | AVANT ET ARRIÈRE                   | 34 LB (3-ROUES) (SECTION AVANT)<br>37 LB (4-ROUES) (SECTION AVANT)                  |
| COMPACT, RABATTABLE (16" X 13")  | 13"                        | 9 LB CHACUNE (PLOMB-ACIDE SCÉLÉE)/<br>5 LB CHACUNE (LITHIUM-ION) | (2) 12AH OU (1) 12AH (LITHIUM-ION)           | JUSQU'À 13 MILES (LITHIUM-ION)<br>JUSQU'À 9.3 MILES (PLOMB-ACIDE SCÉLÉE)                       | EXTERNE, 2A (SEALED LEAD ACID)<br>EXTERNE, 2.5A (LITHIUM-ION) | 250 LB                     | N/D                                | 51 LB (UNITÉ NON DÉMONTABLE - POIDS DE L'APPAREIL SANS LE COMPARTIMENT À BATTERIES) |
| RABATTABLE, PLASTIQUE MOULÉ (18" X 17")  | 17.5"-19"                  | 24 LB CHACUNE/<br>32 LB CHACUNE                                  | (2) U1 OU (2) 40AH                           | JUSQU'À 16 MILES   | EXTERNE, 3.5A (U-1)/<br>EXTERNE, 5A (40AH)                    | 400 LB                     | N/D                                | 54 LB (3-ROUES) (SECTION AVANT)<br>61 LB (4-ROUES) (SECTION AVANT)                  |
| RABATTABLE, PLASTIQUE MOULÉ (18" X 17")  | 17.5"-19"                  | 24 LB CHACUNE/<br>32 LB CHACUNE                                  | (2) U1 OU (2) 40AH                           | JUSQU'À 11.1 MILES (U-1)   | EXTERNE, 3A (U-1)<br>EXTERNE, 5A (40 AH)                      | 350 LB                     | N/D                                | 55 LB (SECTION AVANT)   |
| RECLINING H/B W/ SLIDERS AND HEADREST (18" X 18")  | 16.5"-18.5"                | 32 LB CHACUNE  | (2) 40AH                                     | JUSQU'À 16 MILES   | EXTERNE, 5A (40AH)  | 400 LB                     | AVANT ET ARRIÈRE                   | 78 LB (4-ROUES) (SECTION AVANT)   |
| DOSSIER MEDIUM DE LUXE REMBOURRÉ (22" X 18")   | 3R: 16"-18"<br>4R: 16"-18" | 38 LB CHACUNE (NF-22 OU 55AH) 24 LB CHACUNE (U-1)                | (2) NF-22 (2) U-1 (SIÈGE ÉLÉVATEUR MOTORISÉ) | 3R: JUSQU'À 18 MILES, U-1 (SIÈGE ÉLÉVATEUR MOTORISÉ) JUSQU'À 9.6 MILES<br>4R: JUSQU'À 16 MILES | EXTERNE, 5A   | 500 LB                     | 3R ARRIÈRE/<br>4R AVANT ET ARRIÈRE | 76 LB (3-ROUES) (SECTION ARRIÈRE)<br>76 LB (4-ROUES) (SECTION ARRIÈRE)              |
| DOSSIER HAUT CRS14 DE LUXE, INCLINABLE SUR GLISSIÈRES, APPUI-BRAS AJUSTABLES EN HAUTEUR & APPUI-TÊTE (18" X 18") | 17"-18.75"                 | 38 LB CHACUNE (NF-22 OU 55AH)<br>53 LB CHACUNE (75AH)            | (2) NF-22 (2) GROUP 24                       | JUSQU'À 14 MILES (NF-22)<br>JUSQU'À 19 MILES (GROUP 24)  | EXTERNE, 5A (NF-22)<br>EXTERNE, 8A (GROUP 24)                 | 400 LB                     | AVANT ET ARRIÈRE                   | 95 LB (SECTION AVANT)   |
| DOSSIER HAUT CRS14 DE LUXE, INCLINABLE SUR GLISSIÈRES, APPUI-BRAS AJUSTABLES EN HAUTEUR & APPUI-TÊTE (18" X 18") | 21"-22.5"                  | 53 LB CHACUNE (75AH)<br>60 LB CHACUNE (100AH)                    | (2) GROUP 27 OU (2) GROUP 24                 | G27: JUSQU'À 30 MILES<br>G24: JUSQU'À 22 MILES   | EXTERNE, 8A   | 400 LB                     | AVANT ET ARRIÈRE                   | 205 LB CHÂSSIS COMPLET (UNITÉ NON DÉMONTABLE)                                       |
| DOSSIER HAUT (20" X 18") (INCLINAISON LIMITÉE À 100° D'ANGLE)  | 19"                        | 53 LB CHACUNE  | (2) 75AH                                     | 19 MILES (JUSQU'À 400 LB À VITESSE MAXIMALE) 31 MILES (JUSQU'À 220 LB À VITESSE MAXIMALE)      | EXTERNE, 8A   | 400 LB                     | AVANT ET ARRIÈRE                   | N/D CHÂSSIS COMPLET (UNITÉ NON DÉMONTABLE)  |

1. Tous les panneaux de couleurs sont inclus.  
2. Varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus. Cette spécification peut varier de (+ ou -) 10%.  
3. Le poids des batteries n'est pas inclus.

4. Etant donné les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de + / - 3%.  
5. Poids du boîtier de batteries 12Ah : 18 lbs.  
6. A décharge profonde (AGM ou cellules de gel sont recommandées).  
7. Poids du boîtier de batteries 18Ah : 29.5 lbs.

8. Testé en accord avec les standards ANSI/RESNA, WC Vol 2, Section 4 et ISO 7176-4. Les résultats sont basés sur des calculs théoriques selon les spécifications des batteries ainsi que la performance de la motorisation de l'appareil.  
9. Le poids des batteries peut varier selon les fabricants.  
10. Largeur de la base (n'inclut pas le siège).

11. Ne tient pas compte de la garde au sol des anti-basculants.  
12. Incluant le poids du siège standard.  
13. Système de lumières.  
14. Au milieu de l'appareil.

# GUIDE DES SCOOTERS

Sortez



Sortez

SCOOTERS PRIDE® MOBILITY  
VIVEZ À VOTRE MIEUX

pridemobility.com



Pride  
Mobility Products Co.  
LIVE YOUR BEST®

Beamsville, Ontario • 888-570-1113  
pridemobility.com • pridescooters.com





Choix des Couleurs




Démontage facile à une seule main

**GOOGO**<sup>®</sup>  
**ULTRAX**

AUSSI DISPONIBLE DANS UNE VERSION À 3 ROUES



Choix des Couleurs<sup>6</sup>



**Jazzy**<sup>®</sup>  
**ZERO TURN**


4-ROUES SCOOTER

technologie brevetée de virage intelligent



Choix des Couleurs

COQUILLES DE COULEUR INTERCHANGEABLES<sup>7</sup>



TRAVEL MOBILITY

**REVO**<sup>™</sup> 2.0

AUSSI DISPONIBLE DANS UNE VERSION À 3 ROUES



Choix des Couleurs



COQUILLES DE COULEUR INTERCHANGEABLES<sup>1</sup>

**VICTORY**<sup>®</sup> 10  
**LX** AVEC SUSPENSION CTS

4-ROUES SCOOTER



SUSPENSION CTS



Suspension Avant

Suspension Arrière

Choix des Couleurs



**GOOGO**<sup>®</sup>  
**ELITE TRAVELLER**<sup>®</sup>

AUSSI DISPONIBLE DANS UNE VERSION À 4 ROUES



**GOOGO**<sup>®</sup>  
**LX** AVEC SUSPENSION CTS

AUSSI DISPONIBLE DANS UNE VERSION À 3 ROUES



Couleurs Incluses



Couleurs Optionnel



COQUILLES DE COULEUR INTERCHANGEABLES<sup>1</sup>

**GOOGO**<sup>®</sup>  
**SPORT**

AUSSI DISPONIBLE DANS UNE VERSION À 3 ROUES



Couleurs Incluses



COQUILLES DE COULEUR INTERCHANGEABLES<sup>1</sup>

**GOOGO**<sup>®</sup>  
**FOLDING SCOOTER**



Choix des Couleurs



**VICTORY**<sup>®</sup> 10

AUSSI DISPONIBLE DANS UNE VERSION À 3 ROUES



Choix des Couleurs



HYBRIDE (INT-EXT)

**VICTORY**<sup>®</sup> *Twin*



Choix des Couleurs



**MAXIMA**

AUSSI DISPONIBLE DANS UNE VERSION À 4 ROUES



Choix des Couleurs



ROBUSTE

**PURSUIT**

AUSSI DISPONIBLE DANS UNE VERSION HD



Choix des Couleurs



LUXUEUX D'EXTÉRIEUR

**PURSUIT**<sup>®</sup> XL



Choix des Couleurs



3-ROUES SCOOTER

**RAPTOR**



Choix des Couleurs

